

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Atg12 Pour Wb, Elisa - 094817

Numéro d'article: CM0002160



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin contre l'ATG12 humain (APG12L) pour le Western blot et l'ELISA. Validé pour la recherche sur l'autophagie avec réactivité croisée sur des échantillons humains et murins.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	ATG12 mAc Lapin
Remarques/Alias	APG12; FBR93; APG12L; HAPG12; ATG12
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	9140
ID de Gène	9140
Immunogène	Peptide Synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 41-140 de l'Apg12 humain (094817).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	094817
Poids Protéique	15 kDa
Expédition	Sac de glace