


## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Atg13 Pour Wb, If/Icc, Elisa - O75143

Numéro d'article: CM0017636



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre ATG13 (UniProt O75143), adapté aux applications de Western blot, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'ATG13 humain, murin et de rat. Soutient les études sur l'autophagie et la mitophagie.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                   | Détails                                                                                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du Produit              | ATG13 pAb de Lapin                                                                                                                |
| Remarques/Alias             | KIAA0652 ; PARATARG8 ; ATG13                                                                                                      |
| Espèce                      | Humain                                                                                                                            |
| ID du Gène (Humain)         | 9776                                                                                                                              |
| ID du Gène                  | 9776                                                                                                                              |
| Immunogène                  | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 281-480 de l'ATG13 humain (NP_001136145.1) |
| Source                      | Lapin                                                                                                                             |
| Catégorie                   | Anticorps Polyclonaux                                                                                                             |
| Application                 | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                 |
| Réactivité Croisée          | Humain, Souris, Rat                                                                                                               |
| SWISS                       | O75143                                                                                                                            |
| Poids Moléculaire Protéique | 57 kDa                                                                                                                            |
| Expédition                  | Sac de glace                                                                                                                      |