

Anticorps Polyclonal Anti-Atg14 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q6Zne5

Numéro d'article: CM0028676



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'ATG14 humain, validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Détecte le régulateur de l'autophagie associé à Beclin1 de 55 kDa, idéal pour la recherche sur l'autophagie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ATG14 Rabbit pAb
Remarques / Alias	ATG14L; BARKOR; KIAA0831; ATG14
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	22863
GeneID	22863
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 340-440 de l'ATG14 humain (NP_055739.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q6ZNE5
Poids de la protéine	55 kDa
Expédition	Sac de glace