

Anticorps Polyclonal Anti-Atg16L1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q676U5

Numéro d'article: CM0013560



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant ATG16L1, clé pour l'autophagie. Adapté pour le WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA sur l'humain, la souris, le rat. Idéal pour les études sur l'autophagie et l'immunité innée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ATG16L1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	IBD10; WDR30; APG16L; ATG16A; ATG16L; ATG16L1
Espèce	Humain
GeneID	55054
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant aux acides aminés 200-300 de l'ATG16L1 humain (NP_110430.5)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q676U5
Poids moléculaire protéique	68kDa
Expédition	Sac de glace