

Anticorps Polyclonal Anti-Atg16L1 - Q676U5

Numéro d'article: CM0021794



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'ATG16L1 humaine (SWISS : Q676U5). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit également avec les protéines de souris et de rat. Idéal pour les études sur l'autophagie et les voies inflammatoires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ATG16L1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	IBD10 ; WDR30 ; APG16L ; ATG16A ; ATG16L ; ATG16L1
Espèce	Humaine
GeneID	55054
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 90 à 300 de l'ATG16L1 humaine (NP_110430.5).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	Q676U5
Poids moléculaire	68 kDa
Expédition	Sac de glace