

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Atg16L1 Pour Wb, Elisa - Q676U5

Numéro d'article: CM0009550



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin ciblant l'ATG16L1 humain, validé pour les applications de Western blot et d'ELISA. Réagit avec les espèces humaine et murine. Idéal pour la recherche sur l'autophagie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé par KO] ATG16L1 mAb de lapin
Remarques/alias	IBD10 ; WDR30 ; APG16L ; ATG16A ; ATG16L ; ATG16L1
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	55054
GeneID	55054
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 6-105 de l'ATG16L1 humain (Q676U5).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, murine
SWISS	Q676U5
Poids moléculaire	68 kDa
Expédition	Sac réfrigérant