

Anticorps Polyclonal Anti-Atg16L2 Pour Wb Et Elisa - Q8Naa4

Numéro d'article: CM0014942

Introduction

Anticorps Polyclonal Lapin ATG16L2 validé pour le Western blot et l'ELISA, réagissant avec des échantillons humains, de souris et de rat. Convient pour la recherche sur l'autophagie et l'homéostasie épithéliale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	ATG16L2 Lapin pAb
Remarques/Alias	WDR80; ATG16B; ATG16L2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	89849
GeneID	89849
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-275 de l'ATG16L2 humain (NP_203746.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8NAA4
Poids Protéique	69kDa
Expédition	Sac de glace