

Anticorps Polyclonal Anti-Atg2B Pour Wb, Elisa - Q96By7

Numéro d'article: CM0027560

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'ATG2B humain, validé pour WB et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. L'ATG2B est essentiel pour l'autophagie et la régulation des gouttelettes lipidiques, ce qui rend cet anticorps idéal pour la recherche sur le métabolisme cellulaire et les maladies.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	ATG2B Rabbit pAb
Remarques/Alias	BLTP4B ; C14orf103 ; ATG2B
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	55102
GeneID	55102
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1360-1600 de l'ATG2B humain (NP_060506.5)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96BY7
Poids moléculaire protéique	233 kDa
Expédition	Sac de glace