

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Atg3 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nt62

Numéro d'article: CM0002041



Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-ATG3 validé pour le Western blot, l'IHC-P et la détection ELISA de l'ATG3 humain, de souris et de rat. Soutient des recherches fiables sur l'autophagie avec une haute spécificité.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du Produit	ATG3 Rabbit mAb
Remarques/Alias	APG3; APG3L; hApg3; PC3-96; APG3-LIKE
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	64422
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de l'Apg3 humain (Atg3) (Q9NT62)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NT62
Poids Protéique	40kDa
Expédition	Sac de glace