


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Atg3 - Q9Nt62

Numéro d'article: CM0029201



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre l'ATG3 humaine, validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Adapté à la recherche sur l'autophagie avec réactivité croisée avec la souris et le rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ATG3 Rabbit pAb
Remarques / Alias	APG3; APG3L; hApg3; PC3-96; APG3-LIKE; ATG3
Espèce	Humain
GeneID (humain)	64422
GeneID	64422
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NT62
Poids de la protéine	36kDa
Expédition	Sac de glace