

Anticorps Polyclonal Anti-Atg4A Pour Wb, Elisa - Q8Wyn0

Numéro d'article: CM0023520



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre l'ATG4A humain, validé pour le Western blot (WB) et l'ELISA. Cible la cystéine protéase d'autophagie impliquée dans le traitement d'ATG8 ; adapté à la recherche sur l'autophagie. SWISS : Q8WYN0.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KO] ATG4A Lapin pAb
Alias	APG4A, AUTL2, HsAPG4A, ATG4A
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	115201
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 289-398 de l'ATG4A humain (NP_443168.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
Numéro d'accès SWISS	Q8WYN0
Poids moléculaire prédit	45 kDa
Condition d'expédition	Sac de glace