

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Atg4A Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q8Wyn0

Numéro d'article: CM0020530



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la cystéine protéase humaine ATG4A (APG4A/AUTL2). Adapté pour le WB, l'IF/ICC, l'ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris, le rat. Produit contre une protéine recombinante (aa 210-398). Pour les études d'autophagie et de délipidation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ATG4A Rabbit pAb
Remarques/Alias	APG4A; AUTL2; HsAPG4A; ATG4A
Espèce	Humain
GeneID (humain)	115201
GeneID	115201
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 210-398 de l'ATG4A humain (NP_443168.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8WYN0
Poids protéique	45kDa
Expédition	Sac de glace