

Anticorps Polyclonal Anti-Atg4C Pour Wb, Elisa - Q96Dt6

Numéro d'article: CM0027946

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'ATG4C humain, validé pour WB et ELISA. L'ATG4C est une cystéine protéase essentielle à l'autophagie, qui traite les protéines ATG8. Idéal pour la recherche sur l'autophagie et le développement de tests IVD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ATG4C pAb de lapin
Remarques / Alias	APG4C; AUTL1; AUTL3; APG4-C; HsAPG4C; ATG4C
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	84938
GeneID	84938
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-200 de l'ATG4C humain (NP_116241.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q96DT6
Poids moléculaire de la protéine	52kDa
Expédition	Sac de glace