

Anticorps Polyclonal Anti-Atg4D Pour Wb Et Elisa - Q86TL0

Numéro d'article: CM0030284

Introduction

Anticorps polyclonal Anti-ATG4D validé pour WB et ELISA, réactif avec l'ATG4D humain et de rat. Protéase à cystéine impliquée dans l'autophagie ; adapté pour l'étude des voies de l'autophagie et de l'apoptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ATG4D Rabbit pAb
Remarques / Alias	APG4D; AUTL4; APG4-D; HsAPG4D; ATG4D
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	84971
ID du gène	84971
Immunogène	Protéine recombinante : protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 265-474 de l'ATG4D humain (NP_116274.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Rat
SWISS	Q86TL0
Poids de la protéine	53 kDa
Expédition	Sac isotherme