

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Atg4D Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q86TL0

Numéro d'article: CM0021021

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'ATG4D humain (APG4D/AUTL4), validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit avec l'humain et la souris. L'ATG4D est une protéase à cystéine essentielle pour l'autophagie et la mitophagie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ATG4D Rabbit pAb
Remarques/Alias	APG4D; AUTL4; APG4-D; HsAPG4D; ATG4D
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	84971
GenelD	84971
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-230 de l'ATG4D humain (NP_116274.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q86TL0
Poids protéique	53kDa
Expédition	Sac de glace