

Anticorps Monoclonal Anti-Atg5 Pour Wb, If-P, Ihc-P, Ip, Elisa - Q9H1Y0

Numéro d'article: CM0002087



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-ATG5 validé par KO pour WB, IF-P, IHC-P, IP, ELISA. Réactivité interspécifique : humain, souris, rat. Idéal pour les études sur l'autophagie, l'apoptose et le développement des lymphocytes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du Produit	[Validé par KO] ATG5 Lapin mAb
Remarques/Alias	ASP; APG5; APG5L; hAPG5; SCAR25; APG5-LIKE; G5
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	9474
ID de Gène	9474
Immunogène	Peptide Synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, IP, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9H1Y0
Poids Protéique	32kDa
Expédition	Sac de glace