

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Atg5 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H1Y0

Numéro d'article: CM0017101



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité reconnaissant l'ATG5 humain (protéine d'autophagie 5) avec une réactivité croisée pour la souris et le rat. Idéal pour les applications de Western blot, IHC-P et ELISA dans la recherche sur l'autophagie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ATG5 Rabbit pAb
Remarques/Alias	ASP ; APG5 ; APG5L ; hAPG5 ; SCAR25 ; APG5-LIKE ; ATG5
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	9474
Identifiant du gène	9474
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 28-275 de l'ATG5 humain (NP_004840.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9H1Y0
Poids moléculaire de la protéine	32 kDa
Expédition	Sac de glace