

Anticorps Polyclonal Anti-Atg7 Pour Ihc-P Et Elisa - O95352

Numéro d'article: CM0025806

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'ATG7 humaine (O95352), validé pour IHC-P et ELISA. Idéal pour la recherche sur l'autophagie, la mitophagie et la détection de biomarqueurs dans des échantillons humains.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Détails
Nom du produit	ATG7 Lapin pAb
Remarques/Alias	GSA7, APG7L, SCAR31, APG7-LIKE, ATG7
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10533
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 500-676 de l'ATG7 humaine (NP_001129503.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	O95352
Poids de la protéine	78kDa
Expédition	Sac de glace