

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Atg7 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O95352

Numéro d'article: CM0015385

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre l'ATG7 humain (autophagy-related 7). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour la recherche sur l'autophagie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ATG7 Lapin pAb
Remarques/Alias	GSA7; APG7L; SCAR31; APG7-LIKE; ATG7
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	10533
ID du gène	10533
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 500-676 de l'ATG7 humain (NP_006386.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O95352
Poids moléculaire de la protéine	78 kDa
Expédition	Sac de glace