

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Atg8 Pour Wb Et Elisa - Q7Xy24

Numéro d'article: CM0021783

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'ATG8 du blé, validé pour le Western blot et l'ELISA. Réagit avec Arabidopsis, le maïs et le blé. Convient à la recherche sur l'autophagie chez les plantes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ATG8 pAb de lapin
Espèce	Triticum aestivum
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1 et 100 de l'ATG8 de Triticum aestivum (Q7XY24)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Arabidopsis thaliana, Zea mays, Triticum aestivum
SWISS	Q7XY24
Poids de la protéine	14 kDa
Expédition	Sac de glace