


Anticorps Polyclonal Anti-Atg9A Pour Wb - Q7Z3C6

Numéro d'article: CM0026812



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre ATG9A, obtenu contre un immunogène recombinant (aa 180-290). Validé pour WB et ELISA. Détecte l'ATG9A humain, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur l'autophagie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	ATG9A Rabbit pAb
Remarques / Alias	mATG9, APG9L1, MGD3208, ATG9A
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	79065
Identifiant du gène	79065
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 180-290 de l'ATG9A humain (NP_076990.4)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q7Z3C6
Poids de la protéine	94kDa
Expédition	Sachet de glace