


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Atg9B Pour Wb, If-P, Elisa - Q674R7

Numéro d'article: CM0027013



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'ATG9B humain, validé pour le Western blot, l'immunofluorescence et l'ELISA. Convient aux échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur l'autophagie et la mort cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ATG9B Rabbit pAb
Remarques/Alias	SONE; APG9L2; NOS3AS; ATG9B
Espèce	Humain
ID de gène	285973
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 715-924 de l'ATG9B humain (NP_001303985.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q674R7
Poids de la protéine	101 kDa
Expédition	Sac de glace