


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Atic Pour Wb, Elisa - P31939

Numéro d'article: CM0025225



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'ATIC humain, une enzyme bifonctionnelle de la biosynthèse des purines. Validé pour les applications Western blot et ELISA. Idéal pour la recherche sur le métabolisme des purines et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ATIC Rabbit pAb
Remarques/Alias	PURH; AICAR; AICARFT; IMPCHASE; HEL-S-70p; ATIC
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	471
GeneID	471
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-300 de l'ATIC humain (NP_004035.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P31939
Poids de la protéine	65 kDa
Expédition	Sac de glace