

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Atl2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q8Nhh9

Numéro d'article: CM0019167

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ATL2, réagit croisé avec l'humain, la souris et le rat, convient pour WB, IF/ICC et ELISA. Utile pour étudier le maintien du réseau du réticulum endoplasmique et la fusion membranaire dépendante du GTP.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ATL2 Lapin pAb
Remarques/Alias	aip-2; ARL3IP2; ARL6IP2; atlastin2; ATL2
Espèce	Humain
GenelD	64225
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 390-470 de l'ATL2 humaine (NP_001129145.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8NHH9
Poids moléculaire	66kDa
Expédition	Sac de glace