


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-AtI3 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q6Dd88

Numéro d'article: CM0015628



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'ATL3 humaine (Atlastine-3), validé pour la WB, l'IF/ICC et l'ELISA. Réagit avec les protéines humaines, murines et de rat. Idéal pour les recherches sur la dynamique du RE et la fusion membranaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-ATL3
Remarques/Alias	HSN1F ; ATL3
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	25923
ID du gène	25923
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 360-440 de l'ATL3 humaine (NP_056274.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	Q6DD88
Poids moléculaire	61 kDa
Expédition	Sac de glace