

Anticorps Monoclonal Anti-Atm Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q13315

Numéro d'article: CM0002210



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin contre ATM validé pour Western blot, IHC-P et ELISA. Détecte la sérine/thréonine kinase ATM humaine et murine, essentielle à la réponse aux dommages à l'ADN et au contrôle du cycle cellulaire. À usage exclusivement recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-ATM
Remarques / Alias	AT1, ATA, ATC, ATD, ATE, ATDC, TEL1, TELO1, ATM
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	472
GeneID	472
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 2619-2939 de l'ATM humaine (Q13315).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q13315
Poids de la protéine	351 kDa
Expédition	Sac de glace