

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Atm Pour Wb, Elisa - Q13315

Numéro d'article: CM0028845



Introduction

ATM Rabbit pAb validé pour WB et ELISA. Détecte l'ATM humaine, une serine/thréonine kinase de 351 kDa qui détecte les cassures double-brin de l'ADN et régule les points de contrôle du cycle cellulaire. Idéal pour la recherche scientifique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ATM Rabbit pAb
Remarques / Alias	AT1, ATA, ATC, ATD, ATE, ATDC, TEL1, TELO1, ATM
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	472
GeneID	472
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1900 et 2000 de l'ATM humaine (NP_000042.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q13315
Poids de la protéine	351kDa
Expédition	Sac de glace