

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Atm Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q13315

Numéro d'article: CM0014127



Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin anti-ATM détecte ATM (Q13315) chez l'Humain et le Rat par WB, IF/ICC, ELISA. Sérine/thréonine kinase centrale pour la réponse aux dommages à l'ADN, la signalisation des points de contrôle, la suppression tumorale. Idéal pour la recherche sur la stabilité génomique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ATM Rabbit pAb
Remarques/Alias	AT1 ; ATA ; ATC ; ATD ; ATE ; ATDC ; TEL1 ; TEL01 ; ATM
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	472
Identifiant du gène	472
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 2320-2566 d'ATM (NP_000042.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	Q13315
Poids moléculaire de la protéine	351 kDa
Expédition	Sac de glace