

Anticorps Polyclonal Anti-Atn1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P54259

Numéro d'article: CM0021991

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre l'ATN1 (atrophine-1) humaine, adapté pour le Western blot, l'immunofluorescence et l'ELISA. Détecte une protéine de 125 kDa impliquée dans la régulation transcriptionnelle et la neurodégénérescence.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ATN1 pAb de lapin
Remarques / Alias	B37, HRS, NOD, DRPLA, CHEDDA, D12S755E, ATN1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	1822
GeneID	1822
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 900-1040 de l'ATN1 humaine (NP_001007027.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P54259
Poids de la protéine	125kDa
Expédition	Sac de glace