

Anticorps Monoclonal Anti-Atoh1 Pour Wb, Elisa - Q92858

Numéro d'article: CM0003063

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute spécificité ciblant l'ATOH1 humain (MATH-1), validé pour WB et ELISA. Idéal pour la recherche sur la neurogenèse et la perte auditive ; détecte une bande de 38 kDa. SWISS : Q92858.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ATOH1 Rabbit mAb
Remarques/Alias	ATH1 ; HATH1 ; DFNA89 ; MATH-1 ; bHLHa14 ; ATOH1
Espèce	Humain
GeneID	474 (Humain)
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de l'ATOH1 humain (Q92858)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q92858
Poids protéique	38 kDa
Expédition	Sac de glace