

Anticorps Polyclonal Anti-Atoh1 Pour Wb, Elisa - Q92858

Numéro d'article: CM0028417

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'ATOH1 humain (bHLHa14). Validé pour WB et ELISA, avec réactivité croisée chez l'homme et la souris. Idéal pour les études sur la neurogenèse et la régulation transcriptionnelle. SWISS : Q92858.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ATOH1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	ATH1 ; HATH1 ; DFNA89 ; MATH-1 ; bHLHa14 ; ATOH1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	474
GeneID	474
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 215-354 de l'ATOH1 humain (NP_005163.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q92858
Poids de la protéine	38 kDa
Expédition	Sac de glace