

Anticorps Polyclonal Anti-Atoh7 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q8N100

Numéro d'article: CM0030905

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant l'ATOH7 humain (bHLHa13), adapté aux applications WB, IF/ICC et ELISA. Idéal pour l'étude du développement des cellules ganglionnaires de la rétine et de la régulation transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ATOH7 Rabbit pAb
Remarques/Alias	Math5; NCRNA; RNANC; PHPVAR; bHLHa13; ATOH7
Espèce	Humain
GeneID	220202
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 47-152 de l'ATOH7 humain (NP_660161.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q8N100
Poids de la protéine	17kDa
Expédition	Sac de glace