

Anticorps Polyclonal Anti-Atoh8 Pour Wb Et Elisa - Q96Sq7

Numéro d'article: CM0024321

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'ATOH8 humain, un facteur de transcription bHLH. Validé pour WB et ELISA, avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Convient pour l'étude de la différenciation cellulaire, de la fonction endothéliale et des processus de développement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	ATOH8 Lapin pAb
Remarques/Alias	HATH6 ; bHLHa21 ; ATOH8
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	84913
ID du gène	84913
Immunogène	Peptide synthétique : un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 150-250 de l'ATOH8 humain (NP_116216.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q96SQ7
Poids protéique	35 kDa
Expédition	Sac de glace