

## Anticorps Polyclonal Anti-Atoh8 Pour Wb Et Elisa - Q96Sq7

Numéro d'article: CM0022194

### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le facteur de transcription humain ATOH8. Validé pour les applications de Western blot et d'ELISA. Convient à la recherche sur la biologie des cellules endothéliales, les processus de développement et la régulation génique.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                        | Valeur                                                                                                                 |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit                   | ATOH8 Rabbit pAb                                                                                                       |
| Remarques/Alias                  | ATOH8 ; HATH6 ; bHLHa21 ; protéine homologue 8 d'atonal                                                                |
| Espèce                           | Humaine                                                                                                                |
| GeneID                           | 84913                                                                                                                  |
| Immunogène                       | Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1 à 100 de l'ATOH8 humain (NP_116216.2) |
| Source                           | Lapin                                                                                                                  |
| Catégorie                        | Anticorps polyclonaux                                                                                                  |
| Application                      | WB, ELISA                                                                                                              |
| Réactivité croisée               | Humaine                                                                                                                |
| SWISS                            | Q96SQ7                                                                                                                 |
| Poids moléculaire de la protéine | 35 kDa                                                                                                                 |
| Expédition                       | Sac réfrigérant                                                                                                        |