


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Atox1 Pour Wb, Elisa - O00244

Numéro d'article: CM0029913



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'ATOX1 humain (protéine de transport du cuivre ATX1). Validé pour le Western blot (WB) et l'ELISA. Convient pour la recherche sur l'homéostasie du cuivre et la défense antioxydante.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	ATOX1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	ATX1 ; HAH1 ; ATOX1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	475
GeneID	475
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-68 de l'ATOX1 humain (NP_004036.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	O00244
Poids Protéique	7 kDa
Expédition	Sac de glace