

Anticorps Polyclonal Anti-Atp10A Pour Wb Et Elisa - 060312

Numéro d'article: CM0024155

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique de l'ATP10A humaine, adapté au Western blot et à l'ELISA. Cible l'ATPase VA transporteuse de phospholipides, une enzyme clé de l'asymétrie lipidique membranaire et de l'adhésion cellulaire. À usage de recherche uniquement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ATP10A Rabbit pAb
Remarques / Alias	ATPVA; ATPVC; ATP10C; ATP10A
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	57194
GeneID	57194
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 440-690 de l'ATP10A humaine (NP_077816.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	O60312
Poids protéique	168 kDa
Expédition	Sac de glace