

Anticorps Polyclonal Anti-Atp12A Pour Wb, Elisa - P54707

Numéro d'article: CM0014133

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-ATP12A validé pour Western blot et ELISA sur échantillons humains. Détecte la chaîne alpha 2 de l'ATPase transporteuse de potassium de 116 kDa, impliquée dans l'homéostasie ionique et l'acidification du mucus. À usage de recherche uniquement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ATP12A pAb de lapin
Remarques / Alias	HK; ATP1A1; H-K-ATPase; ATP12A
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	479
ID du gène	479
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 890-980 de l'ATP12A humain (NP_001172014.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réaction croisée	Humain
SWISS	P54707
Poids de la protéine	116 kDa
Expédition	Sac de glace