


Anticorps Monoclonal Anti-Atp1A4 Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q13733

Numéro d'article: CM0007234



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre l'ATP1A4 humaine (sous-unité alpha-4 spécifique des spermatozoïdes de la Na/K-ATPase). Convient pour WB, IF-P, IHC-P et ELISA. Réagit également avec les protéines de souris et de rat. Pour la recherche sur la motilité des spermatozoïdes, la capacitation et la fertilité.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ATP1A4 Rabbit mAb
Remarques/alias	ATP1A1 ; ATP1A2 ; ATP1A4
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	480
GeneID	480
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 401-530 de l'ATP1A4 humaine (NP_653300.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	Q13733
Poids de la protéine	19 kDa/114 kDa
Expédition	Sac de glace