


Anticorps Polyclonal Anti-Atp1A4 Pour Wb Et Elisa - Q13733

Numéro d'article: CM0014583



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'ATP1A4 humain (sous-unité alpha-4 spécifique du spermatozoïde de la Na⁺/K⁺-ATPase) pour les applications WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Poids moléculaire cible ~114 kDa. Convient pour la recherche sur la fertilité.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ATP1A4 Lapin pAb
Remarques/Alias	ATP1A1; ATP1A2; ATP1A4
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	480
GeneID	480
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-90 de l'ATP1A4 humain (NP_653300.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q13733
Poids de la protéine	114kDa
Expédition	Sac de glace