


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Atp1B1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P05026

Numéro d'article: CM0005807



Introduction

Anticorps monoclonal lapin dirigé contre l'ATP1B1 humaine (sous-unité bêta-1 de l'ATPase de transport sodium/potassium). Validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réactivité croisée avec l'humain, la souris et le rat. Convient à l'étude du transport ionique, de l'adhésion cellulaire et de l'immunité innée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin ATP1B1
Remarques / Alias	ATP1B; ATP1B1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	481
GeneID	481
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 204 et 303 de l'ATP1B1 humaine (P05026).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P05026
Poids de la protéine	35 kDa
Expédition	Sac de glace