


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Atp1B1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P05026

Numéro d'article: CM0025935



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'ATP1B1 humain (sous-unité bêta-1 de l'ATPase transportant sodium/potassium), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA ; présente une réactivité croisée avec la souris et le rat. Utile pour étudier le transport ionique, l'adhésion cellulaire et l'immunité innée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	pAb de lapin ATP1B1
Remarques/Alias	ATP1B; ATP1B1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	481
GeneID	481
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 63-303 de l'ATP1B1 humain (NP_001668.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P05026
Poids protéique	35kDa
Expédition	Sac de glace