

Anticorps Polyclonal Anti-Atp1B2 Pour Ihc-P, Elisa - P14415

Numéro d'article: CM0019567

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'ATP1B2 humain (Sous-unité bêta-2 de l'ATPase de transport sodium/potassium). Validé pour IHC-P et ELISA, avec réactivité croisée souris et rat. Idéal pour la recherche sur l'adhésion cellulaire et le transport d'ions.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	ATP1B2 Lapin pAb
Remarques/Alias	AMOG; ATP1B2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	482
GeneID	482
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 68-290 de l'ATP1B2 humaine (NP_001669.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Souris, Rat
SWISS	P14415
Poids Protéique	33kDa
Expédition	Sac de glace