

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Atp1B2 Pour Wb - P14415

Numéro d'article: CM0028506

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre l'ATP1B2 (AMOG), validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit avec des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour la recherche IVD sur la fonction de la sodium/potassium ATPase et les mécanismes d'adhésion cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ATP1B2 Lapin pAb
Remarques/Alias	AMOG; ATP1B2
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	482
ID du gène	482
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 68-290 de l'ATP1B2 humain (NP_001669.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P14415
Poids moléculaire de la protéine	33 kDa
Expédition	Sac de glace