


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Atp1B3 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P54709

Numéro d'article: CM0003217



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité contre l'ATP1B3, validé pour le WB, l'IHC-P et l'ELISA. Reconnaît l'ATP1B3 humain, murin et rat (CD298/ATPB-3) avec des bandes observées à 22 et 32 kDa. Idéal pour la recherche sur le transport ionique et les protéines membranaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Détails
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-ATP1B3
Remarques/Alias	CD298 ; ATPB-3 ; ATP1B3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	483
GeneID	483
Immunogène	Peptide synthétique : Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 180-279 de l'ATP1B3 humain (P54709)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P54709
Poids protéique	22kDa/32kDa
Expédition	Sac de glace