

Anticorps Monoclonal Anti-Atp2B1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P20020

Numéro d'article: CM0006344



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-ATP2B1, validé en WB, IF/ICC et ELISA, présentant une réactivité croisée avec les échantillons humains, de souris et de rat. Pour l'étude de l'homéostasie du calcium, de la régulation de la pression artérielle, de la minéralisation osseuse et de la sensibilité à l'insuline.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-ATP2B1
Remarques/alias	MRD66 ; PMCA1 ; PMCA1kb ; ATP2B1
Espèce	Humaine
GeneID	490
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P20020
Poids moléculaire de la protéine	135 kDa
Expédition	Sac de glace