

Anticorps Polyclonal Anti-Atp2B1 Pour Wb, If-P, Elisa - P20020

Numéro d'article: CM0021516



Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin anti-ATP2B1 (pAb) détecte ATP2B1/PMCA1 dans des échantillons humains, de souris et de rat. Validé pour WB, IF-P et ELISA ; idéal pour l'étude du transport du calcium, de la régulation de la pression artérielle et du métabolisme osseux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ATP2B1 pAb de lapin
Remarques/Alias	MRD66 ; PMCA1 ; PMCA1kb ; ATP2B1
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	490
ID du gène	490
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 50-150 de l'ATP2B1 humain (NP_001673.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P20020
Poids moléculaire	135 kDa
Expédition	Sac réfrigérant