

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Atp2B2 Pour Wb, Elisa - Q01814

Numéro d'article: CM0028421

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant ATP2B2 (PMCA2), adapté pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour l'étude de l'homéostasie du calcium et de la fonction auditive.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ATP2B2 Lapin pAb
Remarques/Alias	PMCA2; DFNA82; PMCA2a; PMCA2i; ATP2B2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	491
GeneID	491
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-80 de l'ATP2B2 humain (NP_001674.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q01814
Poids de la protéine	137kDa
Expédition	Sac de glace