

Anticorps Polyclonal Anti-Atp2B4 Pour Wb, Elisa - P23634

Numéro d'article: CM0015087



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-ATP2B4 validé pour WB et ELISA. Cible l'ATPase 4 du calcium de la membrane plasmique (PMCA4, P23634) pour la recherche sur la signalisation cellulaire et la motilité des spermatozoïdes, avec une réactivité croisée chez la souris.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ATP2B4 Rabbit pAb
Remarques/alias	MXRA1; PMCA4; ATP2B2; PMCA4b; PMCA4x; ATP2B4
Espèce	Humain
GeneID (humain)	493
GeneID	493
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1141-1205 de l'ATP2B4 humain (NP_001675.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P23634
Poids moléculaire de la protéine	138 kDa
Expédition	Pack réfrigérant