

Anti-Atp4B (Hydrogène Potassium Atpase Bêta) Anticorps Monoclonal De Lapin Pour Ihc-P, Elisa - P51164

Numéro d'article: CM0003296

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant l'ATP4B humain / la sous-unité bêta de l'ATPase transportant le potassium. Validé pour IHC-P et ELISA ; présente une réactivité croisée avec la souris et le rat. Prend en charge les études sur la pompe à protons gastrique et le transport ionique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ATP4B Anticorps monoclonal de lapin (mAb)
Remarques/Alias	Hydrogène Potassium ATPase Bêta ; ATP4B
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	496
GeneID	496
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 192-291 de l'ATP4B humain (P51164)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P51164
Poids moléculaire de la protéine	33kDa
Expédition	Sac de glace