

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Atp4B (Sous-Unité Bêta De L'atpase Gastrique H⁺/K⁺) Pour Wb Et Elisa - P51164

Numéro d'article: CM0013852

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre ATP4B, la sous-unité bêta de l'ATPase gastrique H⁺/K⁺ (33 kDa). Validé pour la WB et l'ELISA chez l'humain, la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la sécrétion d'acide gastrique et de la fonction des cellules pariétales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ATP4B Rabbit pAb
Remarques/Alias	ATP6B; ATP4B
Espèce	Humain
GeneID (humain)	496
GeneID	496
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 62-291 de l'ATP4B humaine (NP_000696.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P51164
Poids moléculaire de la protéine	33 kDa
Expédition	Sac de glace